

# آپ کے مصنوعی عضو کی دیکھ بھال اور مرمت

(Care and Maintenance of Your Prosthesis – URDU)

**WestMARC [ویسٹ مارک]**

ویسٹ آف اسکات لینڈ موبلٹی اینڈ ریبلیٹیشن سینٹر

کوئین الزبتھ یونیورسٹی ہاسپٹل

1345 گواہن روڈ

گلاسگو G51 4TF

## تعارف

یہ کتابچہ آپ کو آپ کے مصنوعی عضو کی دیکھ بھال اور مرمت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کیا کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مصنوعی عضو کی دیکھ بھال کریں اور اس کو اس کے مطلوبہ مقصد کے لیے استعمال کریں۔

براہ کرم آگاہ رہیں کہ آپ کا مصنوعی عضو آپ کے استعمال کے لیے این ایچ ایس نے فراہم کیا ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے ایڈجسٹ یا تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ کا مصنوعی عضو این ایچ ایس کی ملکیت رہے گا لہذا اگر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو تو یہ کام این ایچ ایس کے مستند مصنوعی اعضاء کے ماہر ہی کے ذریعے ہی انجام دیا جانا چاہیے۔

## آپ کے مصنوعی عضو کی دیکھ بھال اور مرمت

آپ کا مصنوعی عضو عام طور پر کئی اجزاء کے ایک ساتھ جڑے ہوئے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور بعض اوقات اسے فوم اور نائلون کی جرابوں سے ڈھانپا جاتا ہے۔ آپ کی جلد کے ساتھ براہ راست رابطے کا حصہ ساکٹ ہوتی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو صاف رکھیں۔ آپ کو باقاعدگی سے ساکٹ کو اندر سے صابن والے کپڑے سے صاف کرنا چاہیے اور پھر دھو کر خشک کریں۔

## اگر آپ یہ کریں:

- ساکٹ کے اندر فوم کے اندرونی اسٹر کو باقاعدگی سے صابن والے کپڑے سے صاف کرنا چاہیے اور پھر اس کو دھو کر خشک کریں۔
- آپ کو ایک سلیکون یا جیل اسٹر اندر سے باہر کی طرف کرنا چاہئے، اسے دھونا اور خشک کرنا چاہئے اور پھر اس کو سٹوریج کے لئے صحیح طریقے سے باہر نکالنا چاہئے (براہ کرم لیفلٹ ملاحظہ فرمائیں اپنے اسٹر کی دیکھ بھال کرنا)۔
- اگر آپ کا عضو کاسمیٹک جرابوں سے ڈھکا ہوا ہو تو آپ انہیں ہٹا سکتے ہیں اور معمول کے مطابق دھو سکتے ہیں۔

آپ کو ہلکے صابن یا کلیئزر کا استعمال کرنا چاہئے کیونکہ کچھ لوگوں کی جلد پر خوشبو والی مصنوعات کا رد عمل ہو سکتا ہے۔

آپ کو باقاعدگی سے اپنے مصنوعی عضو کو چیک کرنا چاہیے اور اپنے عضو کے فٹنگ سینٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اگر:

- کوئی ڈھیلے ڈھالے یا خراب حصے ہوں۔
- استعمال کے دوران غیر متوقع آواز۔
- اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا مصنوعی عضو ڈھیلا ہے اور گرنے کا امکان ہے۔
- اگر آپ کو متبادل ملحقات کی ضرورت ہو۔
- اگر آپ کا وزن نمایاں طور پر زیادہ یا کم ہوتا ہے۔

### ملحقات

اگر ضرورت پیش آئی تو ہم آپ کو ملحقات فراہم کریں گے مثلاً اسٹمپ موزے، کاسمیٹک جرابیں، سسپنشن آستینیں یا بیلٹس۔  
براہ کرم ان ملحقات کا خیال رکھیں اور انہیں صاف رکھیں۔  
آپ کو اپنے زیر جامہ کی طری اپنی اسٹمپ جرابوں کو دھونا چاہئے اور انہیں ہر روز تبدیل کرنا چاہیے۔

### مرمت، جائزے اور اپائنٹمنٹس

اگر آپ کے مصنوعی عضو کی مرمت یا جائزہ لینے کی ضرورت ہو تو براہ کرم مسئلہ کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے جلد از جلد اپنے عضو کے فٹنگ سینٹر سے رابطہ کریں۔ اس سے ہمیں مرمت یا جائزہ لینے کے لیے آنے سے قبل کوئی بھی پرزہ آرڈر کرنے اور آپ کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔

رابطے کی تفصیلات

**WestMARC [ویسٹ مارک]**

کھلنے کے اوقات: سوموار تا جمعہ - صبح 8:30 بجے تا شام کے 4:30 بجے تک

ٹیلیفون: 0300 790 0129

(سوموار تا جمعہ: صبح کے 8:45 بجے تا شام کے 4:15 بجے تک)۔

اگر فون لائنز مصروف ہوں تو آنسر فون دستیاب ہے۔

ویب سائٹ:

[www.nhsggc.org.uk/your-health/health-services/westmarc](http://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-services/westmarc)

ای میل: westmarc@ggc.scot.nhs.uk

**ایر ہاسپیتل (سیٹلائٹ آف WestMARC)**

یونیورسٹی ہاسپیتل ایر فزیوتھراپی

ڈیپارٹمنٹ ڈیلملینگٹن روڈ

ایر

KA6 6DX

ٹیلیفون: فزیوتھراپی کے بارے میں مشورے یا اسٹمپ جرابوں کے لیے 01292 610 555

(کلینک اپائنٹمنٹس یا دیگر ملحقات کی درخواست کرنے کے لیے ویسٹ مارک کا یہ نمبر

0300 790 0129 استعمال کریں)