

اپنے لائنر [اسٹر] کی دیکھ بھال کرنا

(Caring for Your Liner – URDU)

WestMARC [ویسٹ مارک]

ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ موبلٹی اینڈ رپہلیٹیشن سینٹر

کوئین الزبتھ یونیورسٹی ہاسپٹل،

1345 گواہن روڈ

گلاسگو G51 4TF

میرا لائٹر کیا ہے؟

یہ آپ کے مصنوعی اعضاء کی ساکٹ اور آپ کی جلد کے درمیان کی جراب ہے۔ اس کو سلیکون یا یوریتھین جیسے مواد سے بنایا جاتا ہے اور اس میں لاکنگ پن یا سیل موجود بھی ہوسکتی ہے یا نہیں بھی موجود ہو سکتی۔ آپ کے مصنوعی عضو کا ماہر آپ کی مخصوص ضروریات کے مطابق لائٹر کا سائز، مواد اور ڈیزائن منتخب کرے گا؛ اس کے بہت سے برانڈز اور اقسام ہیں۔

اپنے مصنوعی اعضاء کے ماہر سے اس کو مکمل کرنے کا کہیں:

میرے پاس لائٹر کی قسم یہ ہے:

میں اس کو کیسے لگاؤں؟

ماسوائے ایک قابل ذکر استثناء کے تقریباً ہر طرح کے لائٹر کو لگانے (ڈاننگ) کے لیے ایک ہی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے - اوٹو بوک یونیو یوریتھین کشن لائٹر رینج، جس کو کبھی کبھی ٹی ای سی کہا جاتا ہے۔

دیگر تمام لائٹر کے لیے:

1. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے اسٹمپ کی جلد صاف اور خشک ہو۔
2. لائٹر کو باہر سے اندر کی طرف موڑ دیں۔ اگر آپ کے لائٹر پر باہر کی طرف ایک مکمل سکشن سیل لگی ہوئی ہو تو آپ کو سیل پر پہلے تھوڑا سا چکنا کر دینے والا چھڑکاؤ کرنا پڑ سکتا ہے۔
3. چپٹے ہوئے لائٹر کے سرے کو اپنے اسٹمپ کے سرے کے ساتھ پکڑیں۔ اگر آپ کے لائٹر میں پن ہو تو لائٹر کی تہوں کو محسوس کر کے اس امر کو یقینی بنائیں کہ پن صحیح زاوے پر ہو - شروع شروع میں اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

4. لائٹر کو آہستہ آہستہ اپنے اسٹمپ کے اوپر لگا دیں۔

5. اگر یہ غلط ہو جائے تو اس کو ہٹا دیں اور دوبارہ سے جگہ پر لگا دیں، آن ہونے کے بعد آپ لائٹر کو درست پوزیشن میں نہیں کھینچ سکتے۔

میں اس کو کیسے اتاروں؟

لائٹر کو صرف اپنے اسٹمپ کے نیچے تک کھول دیں یعنی اس کو لگانے کا الٹا عمل کر دیں اور اس کو اپنے ہاتھوں میں آئے دیں۔ اس کو مکمل طور پر کھولے بغیر ہٹانے کے چکر میں نہ پڑیں کیونکہ یہ آپ کی جلد کو اپنی گرفت میں لے لے گا جس سے زخم لگ سکتے ہیں۔

یونیو یا ٹی ای سی کس طرح مختلف ہیں؟

دیگر لائٹروں کے برعکس اس قسم کے اسٹمپ ان کے اور آپ کی جلد کے درمیان چکنائی کی ایک تہہ درکار ہوتی ہے تاکہ مواد کے بہاؤ کی خصوصیات کام کر سکیں۔ لائٹر لگانے کے لیے اپنی جلد پر تھوڑا سا موئسچرائزر لگائیں اور لائٹر کو جراب کی طرح کھینچ لیں۔ ہوا کے کسی بھی طرح کے پھنسے ہوئے بلبلوں کو آرام کے ساتھ لائٹر سے اوپر باہر کی طرف نکالیں۔ لائٹر کو اپنے اسٹمپ سے آرام سے ہٹا لیں اس میں تھوڑے سے بل پڑ سکتے ہیں۔

مجھے اپنا لائٹر کس طرح صاف کرنا چاہئے؟

یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے لائٹر کو ہر روز اینٹی بیکٹیریل صابن اور پانی سے صاف کریں۔ لائٹر کے اندر اور باہر کی سطحوں پر جھاگ لگائیں، اچھی طرح سے بار بار کھنکھن لیں۔ تولیے سے خشک کریں اور کپڑے کے کور کو اگر آپ کے پاس ہو تو ہوا میں مکمل طور پر خشک ہونے دیں۔ ٹمبلر کے ذریعے خشک نہ کریں۔

اگر آپ کے لائٹر میں کپڑے کا کور نہ تو باہر کی سطح پر پاؤڈر کا ہلکا سا چھڑکاؤ اس کے پھیننے میں آسانی پیدا کر دے گا۔

کیا دیکھ بھال کے بارے میں کوئی دیگر ہدایات ہیں؟

آپ کا لائٹرمک از کم 6 ماہ تک چلنا چاہیے۔

اگر آپ کے پاس پن لائٹر ہو تو چیک کریں کہ آپ کا پن لائٹر میں مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ لائٹرکو لگاتے اور نکالتے وقت پن کو احتیاط سے استعمال کریں کہ کہیں یہ لائٹر پر لگ کر اس کو پنکچر نہ کر دے۔ لاک کو اندر سے صاف کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار اپنے ویکيوم کلیئر کی نوزل استعمال کریں۔

آپ کے مصنوعی اعضاء کے ماہر کے مشورے کے مطابق اگر آپ کے پاس سکشن سیل شدہ لائٹر ہو تو آپ کو چکنا کرنے والا اسپرے استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بسا اوقات اسپرے لائٹر کے کور کے زنگ کو کاٹ دیتا ہے؛ یہ اس کی کارکردگی کو متاثر نہیں کرتا۔ ہفتے میں ایک بار والو کے اندر کا ملبہ صاف کرنے کے لیے اپنے ویکيوم کلیئر کی نوزل استعمال کریں۔

میں اپنی جلد کو لائٹر کے کنارے کی جھلاہٹ سے کیسے بچا سکتا/سکتی ہوں؟

ٹرانزٹیبل لائٹر استعمال کرنے والوں کے لیے یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ لائٹر آپ کی جلد پر تناؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے کنارے پر جلن ہوتی ہے اور یہاں تک کہ چھالے پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جلد ٹھیک ہے تو تناؤ ختم کرنے کے لیے لائٹر کے بالائی 2 سینٹی میٹر کے نیچے اپنی انگلی پوری طرح سے پھیرنے کی کوشش کریں۔ جذب نہ ہونے والی کریم لگانا مثال کے طور پر لائٹر کے بالائی اندرونی کنارے کے ساتھ ساتھ ویسلین لگانا جلن کو کم کر سکتا ہے۔

اگر آپ کی جلد پھٹ گئی ہو تو ضرورت کے مطابق اپنی معمول کی یا تجویز کردہ ڈریسنگ لگائیں۔

میرا پن لائٹر عضو پھنس گیا ہے، میں اس کو کس طرح سے اتاروں؟

سب سے پہلے چیک کریں کہ آیا ہٹن دبانے کا نظام اپنی جگہ پر مضبوطی سے لگا ہوا ہے اگر ایسا نہ ہو تو اس کو گھڑی کی سمت میں زور سے گھمائیں۔ اگر یہ گر کر کھو گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو تو کھولنے کے لیے کوئی پن یا چھوٹا سا اسکرپو ڈرائیور استعمال کرنے ہوئے کھلنے کے نظام کو اندر کی طرف گھمانے کو دھرائیں اور متبادل نصب کرنے کے لیے WestMARC سے رابطہ فرمائیں۔

اگر کھلنے کا نظام ٹھیک ہو لیکن عضو اب بھی پھنسا ہوا ہو تو ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کیونکہ جب اسٹمپ جراب کے دھاگے پن کے اردگرد الجھ کر لاکنگ میکانزم میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ جراب کو کھینچ اور گھسیٹ سکتے ہیں تاکہ یہ لاک سے الگ ہو جائے اور کام کرنا شروع کر دے لیکن اگر یہ کھل نہ سکے تو عضو کو ہٹانے کا بہترین طریقہ اپنے اسٹمپ کو لائٹر سے الگ کرنا ہے تاکہ لائٹر عضو کے اندر ہی رہ جائے۔

ایسا کرنے کے لیے آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے:

- ایک برتن کو صابن والے پانی سے بھر دیں، ترجیحاً یہ بہت زیادہ پھسلنے والا صابن ہو جیسا کہ واشنگ اپ مائع ہو اور ایک چھوٹا سا جگ یا کپ لے لیں۔ بے پی یا سورج مکھی جیسا تیل بھی کام کرے گا لیکن بہت زیادہ گڑبڑ کر دے گا۔
- فرض کریں کہ اگر آپ اپنا پن لائٹر عضو واپس نہیں لگا پاتے تو اپنے پاس موجود وہیل چیئر، بیساکھی یا فالتو اعضا موجود ہوں تو ان کو تیار رکھیں۔
- لائٹر کے بالائی کنارے کو اپنی ٹانگ کی جلد سے دور کھینچیں۔ اس سے ایک خلا پیدا ہو گا جس کے اندر آپ صابن والا پانی ڈالنا شروع کر سکتے ہیں۔
- لائٹر کے بالائی حصے کو ہلائیں اور کھینچیں، یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو اس میں نیچے ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ لائٹر کے اندر پانی نیچے کی طرف جا سکے۔ عام طور پر لائٹر اور ٹانگ آپ کے اسٹمپ سے بہت آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں۔

- صابن کے تمام نشانات کو ختم کرنے کے لیے اپنے اسٹمپ کو دھو لیں۔

ٹانگ اور لائٹر کو الگ کر دینے کے بعد آپ کے لیے یہ دیکھنا کافی آسان ہوگا کہ مسئلہ کہاں پیش آیا ہے، خاص طور پر اگر جراب کے ریٹے لاکنگ پن میں پھنس گئے ہوں۔ اگر آپ لائٹر کو ہٹانے کا انتظام کر لیں تو آپ کو اسے اچھی طرح سے دھو کر اندر اور باہر سے خشک کرنا چاہیے تاکہ باقیات کو ہٹایا جا سکے۔

پھر بھی اکثر اوقات لائٹر اور ٹانگ ایک جگہ پھنس جاتے ہیں اور آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ مرمت کا بندوبست کرنے کے لیے براہ کرم WestMARC سے رابطہ فرمائیں۔

رابطے کی تفصیلات

کھلنے کے اوقات: سوموار تا جمعہ - صبح کے 8:30 بجے تا شام کے 4:30 بجے تک

ٹیلیفون: 0300 790 0129

(سوموار تا جمعہ: صبح کے 8:45 بجے تا شام کے 4:15 بجے تک)۔

اگر فون لائنز مصروف ہوں تو آنسر فون دستیاب ہے۔

ویب سائٹ:

www.nhsggc.org.uk/your-health/health-services/westmarc

ای میل: westmarc@ggc.scot.nhs.uk

