

زر البرنامج



زر البرنامج

- يمكن أن يحتوي جهاز السمع على ما يصل إلى أربعة برامج مختلفة. ويمكن تحديد البرامج باستخدام الزر الموجود بالجزء العلوي، في الجزء الخلفي من جهاز السمع لديك.
- لتغيير البرامج، اضغط على الزر. يشير عدد الصفارات التي تسمعها إلى البرنامج الذي تستخدمه.
- 1 صفارة واحدة = البرنامج 1
صفارتان = البرنامج 2، إلخ
- دورة البرامج من خلال 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4، ثم العودة إلى 1.
- عند إيقاف تشغيل جهاز السمع وإعادة تشغيله مرة أخرى، سيعود دائماً إلى البرنامج 1.

قم بتسجيل البرامج التي تستخدمها هنا

اسم البرنامج	موعد الاستخدام	
		البرنامج 1
		البرنامج 2
		البرنامج 3
		البرنامج 4

تم إعداد جهاز السمع ليصدر صوت تنبيه عند التنقل بين البرامج.

نعم لا

تفاصيل الاتصال بمتخصص السمع: