


الأنابيب الرفيعة

تنظيف الأنابيب الرفيعة والقباب




1 أزل الأنابيب الرفيعة من أجهزة السمع قبل التنظيف عن طريق فكها في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

2 امسح الأنابيب الرفيعة والقباب بقطعة قماش مبللة.

3 لمسح الأنبوب الرفيع من الرطوبة والترسبات، أدخل عصا التنظيف السوداء عبر الأنبوب الرفيع، بدءاً من النهاية المقابلة للقبة.

يجب استبدال أنظمة الأنابيب الرفيعة والقباب عندما تصبح المكونات صلبة أو هشة أو مجعدة.



استبدال الأنابيب الرفيعة

1 أزل الأنابيب الرفيعة من أجهزة السمع عن طريق فكها في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

2 ركب الأنبوب الرفيع الجديد عن طريق لفه في اتجاه حركة عقارب الساعة.

استبدال القباب

يوصى بأن يقوم متخصص رعاية الأذن بتغيير القبة، لأن استبدالها بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى سقوط القبة من الأذن.

تفاصيل الاتصال بمتخصص السمع: