


音量控件 - 切换键

音量控件 (可选)

音量控件可用于调高或调低助听器的音量。

- 1 要调高音量，请按切换键的上端。
- 2 要调低音量，请按切换键的下端。



在调高或调低音量时，每次调节都会发出蜂鸣声。在达到最高或最低音量时，蜂鸣声将改变音调。在安装助听器时，听力保健专业人员会为您选择最佳的音量设置。在开启助听器时，音量将保持该最佳设置。

助听器已被设为在调节音量时发出蜂鸣声。

是

否

听觉矫正专家联系方式: