




耳模的佩戴和取出

- 1 用拇指和食指捏住耳模，然后将其出声口置于耳道中。
- 2 轻轻地扭动耳模，将其一直滑入耳中。
- 3 轻轻地前后转动耳模的顶部，将使其塞进耳道上方的皮肤褶皱。
- 4 上下移动耳模，然后轻轻按压以确保将其正确放置在耳内。做张嘴和闭嘴的动作可以让佩戴变得更轻松。
- 5 确保助听器位于耳后。




多尝试几次就能找到适合自己的便捷方法。正确佩戴的助听器应既隐蔽又舒服。如果助听器引起耳朵不适，请联系您的听力保健专业人员。



清洁耳模

- 1 清洁之前，请从助听器上取下耳模和连接的导音管。
- 2 用中性肥皂清洗耳模，然后用温水冲洗干净。
- 3 清洁后彻底擦干耳模，然后使用气吹、钢丝圈或用力甩耳模清除残留的水，从而彻底清除导音管中残留的水和碎屑。

i 耳模和导音管可能会随时间而变硬、变脆或变色。有关更换导音管的信息，请联系您的听力保健专业人员。



听觉矫正专家联系方式：