


والیوم کنٹرول - ٹاگل

والیوم کنٹرول (اختیاری)

آپ والیوم کنٹرول استعمال کرتے ہوئے اپنے آلات سماعت کے والیوم کو کم یا زیادہ کرسکتے ہیں۔

1. والیوم تیز کرنے کے لیے، ٹاگل کے اوپری حصے کو دبائیں۔

2. والیوم کم کرنے کے لیے، ٹاگل کے نچلے حصے کو دبائیں۔



والیوم بڑھاتے یا کم کرتے وقت، ہر تبدیلی پر ایک بیپ کی آواز سنائی دے گی۔ والیوم رینج کی نچلی یا اوپری حدود تک پہنچنے کی صورت بیپ کی آواز تبدیل ہوجائے گی۔ آپ کے آلہ سماعت کی فٹنگ کے دوران، آپ کی سماعت کے کیئر پروفیشنل نے آپ کے لیے والیوم کی بہترین سیٹنگ پہلے سے منتخب کی ہوگی۔ جب آپ کے آلہ سماعت کو آن کیا جائے گا، اس وقت اس میں یہ سیٹنگ موجود ہوگی۔

آپ کے آلہ سماعت کو اس طرح سیٹ کیا گیا ہے کہ والیوم تبدیل کرنے کی صورت میں بیپ کی آواز آئے۔

ہاں نہیں

آڈیولوجسٹ سے رابطہ کرنے کی معلومات: