

معلومات عن

الأحزمة الحجرية المثبتة للكراسي المتحركة

**(Information about
Lapstraps for Wheelchairs
– ARABIC)**

**West of Scotland Mobility and
Rehabilitation Centre (WestMARC)**

Queen Elizabeth University Hospital

1345 Govan Road

Glasgow

G51 4TF



نحن نزود أحزمة حجرية مثبتة للكراسي المتحركة لسببين:

1. لمحاولة منع الراكب من الانزلاق من الكرسي المتحرك.
2. لمساعدة وضعيتك في كرسيك المتحرك.

قد ينطبق عليك إحدى أو كلا النقطتين أعلاه ، ومع ذلك ، يجب أن تعلم أنه من الممكن للأحزمة المثبتة أن تشكل خطراً عليك في بعض الأحيان.

يمكن أن يحدث ذلك عندما:

- تحاول الوقوف ويكون الحزام الحجري المثبت مقفلاً وقد تسقط ويقع الكرسي المتحرك فوقك.
- إذا كنت بحاجة إلى الكثير من الدعم للجلوس وانزلقت على كرسيك المتحرك، فقد ينتهي الأمر بالتفاف حزام التثبيت من حول رقبتك. من الواضح أن يكون ذلك خطيراً للغاية.

يرجى التأكد من عدم تعريض نفسك للخطر عند استخدام حزام التثبيت.

ليس المقصود من أحزمة التثبيت الحجرية أن تكون أحزمة أمان في السيارة - يرجى الاطلاع على النشرة الخاصة بنقل كرسيك المتحرك في سيارة.

الهاتف: 0300 790 0129

البريد الإلكتروني westmarc@ggc.scot.nhs.uk