

وہیل چیئر کی لیپ اسٹریپس  
کے بارے میں معلومات

(Information about Lapstraps for  
Wheelchairs – URDU)

ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ موبلٹی اینڈ  
ریہبیلیٹیشن سینٹر (WestMARC)  
کوئین الزبتھ یونیورسٹی ہاسپٹل  
1345 گواہن روڈ  
گلاسگو  
G51 4TF



ہم دو وجوہات کی بنیاد پر وہیل چیئرز کے لیے لیپ اسٹریپس فراہم کرتے ہیں:

1. بطور وہیل چیئر سوار آپ کے پھسل جانے کے امکان کو روکنے کی کوشش کرنا۔

2. وہیل چیئر میں آپ کے بیٹھنے کے انداز میں مدد کرنا۔

آپ پر مندرجہ بالا میں سے ایک یا دونوں لاگو ہو سکتے ہیں، تاہم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیپ اسٹریپس بعض اوقات خطرناک ہو سکتے ہیں۔

یہ اس وقت واقع ہو سکتا ہے جب:

- آپ لگے ہوئے لیپ اسٹریپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور گر کر وہیل چیئر کے نیچے آ سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو بیٹھنے کے لیے بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہو اور آپ اپنی وہیل چیئر سے نیچے پھسل جائیں تو لیپ اسٹریپ آپ کی گردن کے گرد لپٹ سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔

براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ لیپ اسٹریپس استعمال کرتے وقت آپ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔

لیپ اسٹریپس گاڑی میں حفاظتی بیلٹ کے طور پر کام نہیں کرتا - براہ کرم اپنی وہیل چیئر کو گاڑی میں منتقل کرنے کے بارے میں کتابچہ دیکھیں۔

ٹیلیفون: 0300 790 0129

ای میل: [westmarc@ggc.scot.nhs.uk](mailto:westmarc@ggc.scot.nhs.uk)