

معلومات حول
نقل كرسيك المتحرك في السيارة
**(Information about Transporting
your Wheelchair in a Vehicle –
ARABIC)**

West of Scotland Mobility and
Rehabilitation Centre (WestMARC)
Queen Elizabeth University Hospital
1345 Govan Road
Glasgow G51 4TF

الهاتف: 0300 790 0129

البريد الإلكتروني: westmarc@ggc.scot.nhs.uk



تقدم لكم هذه النشرة معلومات حول كيفية نقل نفسك وكرسيك المتحرك بأمان في السيارة.

النقل من كرسيك المتحرك

كلما كان ذلك ممكنًا، يجب أن تنتقل أنت كمستخدم للكرسي المتحرك إلى مقعد السيارة

لنقل. يجب بعد ذلك تأمين كرسيك المتحرك والمعدات المرتبطة به في السيارة.

قد تحتاج إلى أحزمة أمتعة لتأمين كرسيك المتحرك في حالة عدم توفر حجرة أمتعة محصورة مناسبة.

من المهم أن يتم نقل كرسيك المتحرك بأمان لمنع التسبب في إصابة في حالة حدوث تصادم.

إذا كان بإمكانك السفر في كرسيك المتحرك فقط

يجب عليك دائمًا اتباع النصائح الواردة في دليل المستخدم الخاص بمصنعي الكرسى المتحرك.

• يجب تأمين كرسيك المتحرك في السيارة أثناء النقل. أنت بحاجة إلى تأمين حماية كرسيك المتحرك بنظام ربط الكرسى المتحرك.

• سوف تحتاج إلى ارتداء حزام أمان للمركبة أو حزام أمان أثناء النقل. ستحتاج أيضًا إلى استخدام الحزام داخل نظام جلوس الكرسى المتحرك الخاص بك

• هذا يدعم الموقف الخاص بك. لن يحميك الحزام الموجود داخل كرسيك المتحرك في حالة حدوث تصادم.

• يجب أن يكون كرسيك المتحرك إما مواجهًا لمقدمة السيارة أو خلفها أثناء النقل ، وليس جانبًا.

• الأجسام الحادة على كرسيك المتحرك يمكن أن تسبب إصابات في حالة حدوث تصادم. يجب أن تفكر في إزالة أي ملحقات جلوس (مثل المقبض والصينية) التي لن تؤثر على راحتك أثناء الجلوس على الكرسى المتحرك.

قد يساعد وضع مسند الرأس على الكرسى المتحرك في تقليل مخاطر الإصابة في حالة الاصطدام. إذا كان كرسيك المتحرك يحتوي على مسند للرأس، فإن ذلك لدعم وضعيتك ولم يتم اختباره لأدائه في حالة حدوث اصطدام بالسيارة.

• نقل الكراسي المتحركة الكهربائية

يجب عليك اتباع النصائح على النحو المنصوص عليه في نقل كرسي متحرك يدوي ، ولكن يرجى ملاحظة النقاط التالية:

• ليست أنظمة ربط الكرسى المتحرك من النوع المشبك الصلب مناسبة للكراسى المتحركة الكهربائية ويجب عدم استخدامها.

• يجب تقييد بطاريات الكراسى المتحركة بشكل صحيح ، وإيقاف تشغيل مصدر الطاقة وتشغيل الفرامل اليدوية ، إن وجدت.

للمزيد من المعلومات

يمكنك الاتصال بمزود النقل الخاص بك.

إذا لم يكن لديك دليل مستخدم من الشركة المصنعة لكرسيك المتحرك، يمكنك طلب نسخة عن طريق الاتصال بـ ويست مارك على **0300 790 0129** .