

Informacje na temat

**Przewozu wózka  
inwalidzkiego pojazdem  
(Information about Transporting  
your Wheelchair in a Vehicle – Polish)**

Ośrodek Mobilności i Rehabilitacji w  
Szkocji Zachodniej  
(West of Scotland Mobility and  
Rehabilitation Centre – WestMARC)  
Szpital Uniwersytecki im. Królowej Elżbiety  
(Queen Elizabeth University Hospital )  
1345 Govan Road  
Glasgow G51 4TF

**Numer telefonu:** 0300 790 0129

**Mail:** [westmarc@ggc.scot.nhs.uk](mailto:westmarc@ggc.scot.nhs.uk)

Ulotka zawiera informacje na temat bezpiecznego przewozu użytkownika i jego wózka inwalidzkiego pojazdem.

### **Przesiadanie się z wózka**

O ile to możliwe, użytkownik wózka powinien przesiąść się z wózka na fotel pojazdu na czas przejazdu. Wózek inwalidzki i inny sprzęt powinien być zabezpieczony w pojeździe.

Jeśli odpowiedni przedział wydzielony na bagaż nie jest dostępny, należy użyć pasów zabezpieczających bagaż.

Wózek inwalidzki należy zabezpieczyć na czas transportu, aby nikogo nie zranił, gdyby doszło do kolizji.

### **Jeśli użytkownik może podróżować jedynie na wózku inwalidzkim**

Należy zawsze stosować się do zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi wózka.

- Wózek inwalidzki musi być zamocowany do pojazdu na czas przejazdu. Wózek należy unieruchomić za pomocą pasów zabezpieczających.
- Użytkownik musi mieć założony pas bezpieczeństwa podczas jazdy. Należy również użyć szelek zamontowanych w siedzisku wózka, gdyż pozwalają one zachować właściwą pozycję ciała.

Same szelki nie uchronią użytkownika w razie, gdyby doszło do kolizji.

- Wózek inwalidzki musi być ustawiony w pojeździe przodem lub tyłem do kierunku jazdy, nigdy bokiem.
- Ostre przedmioty na wózku mogą spowodować zranienia w razie kolizji. Warto rozważyć usunięcie akcesoriów siedziska (np. uchwyty, tacy), które nie są konieczne dla zachowania wygody podczas jazdy.
- Zamontowany w wózku zagłówek może zmniejszyć ryzyko urazu szyi w razie kolizji. Zagłówek przy wózku inwalidzkim ma zapewnić właściwą pozycję ciała i nie był testowany pod kątem skuteczności w warunkach kolizji pojazdów.

### **Przewóz wózków inwalidzkich z napędem**

Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących przewozu wózka, ale warto odnotować następujące punkty:

- System sztywnych zacisków mocujących wózek nie nadaje się do wózków z napędem elektrycznym i nie należy go stosować.
- Akumulator wózka powinien być prawidłowo zabezpieczony, zasilanie odłączone, a hamulce ręczne, jeśli występują, powinny być zaciągnięte.

Dalsze informacje można uzyskać od przewoźnika.

Aby otrzymać instrukcję obsługi wózka inwalidzkiego dla swojego modelu wózka, należy zadzwonić do WestMARC pod numer **0300 790 0129**.