

Informații despre

**Transportul scaunului cu
roțile într-un vehicul**

**(Information about Transporting
your Wheelchair in a Vehicle –
Romanian)**

Centrul de Mobilitate și Reabilitare din
Vestul Scoției (West of Scotland Mobility
and Rehabilitation Centre) (WestMARC)
Spitalul Universitar Regina Elisabeta
1345 Govan Road
Glasgow G51 4TF

Telefon: 0300 790 0129



E-mail: westmarc@ggc.scot.nhs.uk

Această broșură vă oferă informații despre transportul în siguranță al dumneavoastră și al scaunului dumneavoastră cu roțile într-un vehicul.

Transferul din scaunul cu roțile

Ori de câte ori este posibil, dumneavoastră, în calitate de utilizator/utilizatoare al/a scaunului cu roțile, trebuie să vă transferați pe un scaun din vehicul

pentru transport. Scaunul cu roțile și echipamentul aferent trebuie apoi fixate în vehicul.

S-ar putea să aveți nevoie de curele pentru bagaje pentru a fixa scaunul cu roțile dacă nu este disponibil un compartiment de bagaje adecvat și închis.

Este important ca scaunul cu roțile să fie transportat în siguranță pentru a preveni rănirea în eventualitatea unei coliziuni.

Dacă puteți călători doar în scaunul cu roțile

Trebuie să urmați întotdeauna sfaturile din manualul de utilizare al producătorului scaunului cu roțile.

- Scaunul cu roțile trebuie fixat pe vehicul în timpul transportului. Trebuie să vă fixați scaunul cu roțile cu un sistem de legare specific.
- Va trebui să purtați o centură de siguranță sau un ham de siguranță pentru vehicul în timpul transportului.

De asemenea, va trebui să utilizați hamul în cadrul sistemului de ședere pentru scaunul cu roțile fiindcă acest lucru vă susține postura. Hamul de pe scaunul cu roțile nu vă va proteja în cazul unei coliziuni.

- În timpul transportului, scaunul cu roțile trebuie să fie orientat fie spre partea din față, fie spre partea din spate a vehiculului, nu spre lateral.
- Obiectele ascuțite de pe scaunul cu roțile pot provoca răniri în caz de coliziune. Ar trebui să luați în considerare posibilitatea de a elimina orice accesoriu de pe scaun (de ex. mâner, tavă) care nu vă va afecta confortul în timp ce stați în scaunul cu roțile.
- O tetieră montată pe scaunul cu roțile poate contribui la reducerea riscului de impact din spate în cazul unei coliziuni. Dacă scaunul cu roțile este dotat cu tetieră, aceasta are rolul de a vă susține postura și nu a fost testată în privința performanței sale în caz de coliziune.

Transportul scaunelor cu roțile electrice

Trebuie să urmați sfaturile furnizate pentru transportul unui scaun cu roțile manual, însă trebuie să rețineți următoarele puncte:

- Sistemele de prindere a scaunelor rulante cu clemă rigidă nu sunt adecvate pentru scaunele cu roțile electrice și nu trebuie să le folosiți.
- Bateriile scaunului cu roțile trebuie să fie fixate în mod corespunzător, alimentarea cu energie electrică trebuie oprită și frânele manuale trebuie trase, dacă există.

Pentru mai multe informații

Puteți contacta furnizorul de transport.

Dacă nu aveți un manual de utilizare al producătorului pentru scaunul dumneavoastră cu roțile, puteți solicita o copie contactând WestMARC la numărul de telefon **0300 790 0129**.