

关于

用车运输您的轮椅

的信息

**(Information about Transporting
your Wheelchair in a Vehicle –
Simplified Chinese)**

苏格兰西部出行和康复中心

(WestMARC)

伊丽莎白女王大学医院 (Queen Elizabeth
University Hospital)

地址: 1345 Govan Road
Glasgow G51 4TF

电话: 0300 790 0129

电邮: westmarc@ggc.scot.nhs.uk



本小册子为您提供有关如何用车安全运载您自己和您的轮椅的信息。

从您的轮椅上转移到别处

在可能的情况下，您作为轮椅使用者，在乘车出行时应转移到车辆座椅上。然后应将您的轮椅和相关设备固定在车内。

如果没有合适的密闭后备箱，您可能需要行李带来固定您的轮椅。

安全运输您的轮椅很重要，以防止在发生事故时造成伤害。

如果您只能乘坐轮椅出行

您应该始终遵循轮椅制造商的用户手册中的建议。

- 您的轮椅在运输过程中应固定在车辆上。您需要使用轮椅绑定系统来固定您的轮椅。
- 在乘车过程中，您需要系上车上的安全带或背带。您还需要使用轮椅座椅系统中的背带，因为它可以支撑您的姿势。万一发生事故时，轮椅内的背带无法保护您。

- 在运输过程中，您的轮椅应面向车头或车尾，而不是侧向。
- 轮椅上的尖锐物体可能会在发生事故时造成伤害。您应该考虑移除任何不会影响您坐在轮椅上时的舒适度的座椅配件（例如鞍座、托盘）。
- 安装在您轮椅上的头枕可能有助于降低发生事故时颈部过度屈伸损伤的风险。如果您的轮椅有头枕，这是为了支撑您的姿势，这尚未进行过在车辆发生碰撞时的性能测试。

电动轮椅的运输

您应该遵循有关手动轮椅运输的建议，但请注意以下几点：

- 刚性夹式轮椅固定系统不适用于电动轮椅，您不应使用它们。
- 应妥善固定轮椅电池，关闭电源，并应用手动刹车（如有）。

欲了解更多信息，
您可以联系您的运输提供商。

如果您没有您的轮椅制造商的用户手册，可以致电**0300 790 0129**联系WestMARC索取一份副本。