

Pachet de alimentare atașat – Termeni și condiții

(Bolt on Power Pack – Terms and Conditions – Romanian)

Centrul de Mobilitate și Reabilitare din Vestul Scoției (West of Scotland
Mobility and Rehabilitation Centre) WestMARC
Spitalul Universitar Regina Elisabeta
1345 Govan Road
Glasgow G51 4TF

 0300 790 0129

 nhsggc.org.uk/your-health/health-services/westmarc

WestMARC nu furnizează sau întreține pachete de alimentare și nici nu poate recomanda un producător sau un furnizor. Dacă este nevoie să se transfere un pachet de alimentare de la un scaun cu roțile vechi la unul nou, acest lucru este responsabilitatea pacientului, a familiei sale sau a echipei de îngrijire.

Informații despre pachetul de alimentare

Pachete de alimentare pentru însoțitori

Un pachet de alimentare este format dintr-un mic motor alimentat cu baterii, o cutie de viteze și una sau mai multe roți suplimentare. Acesta este atașat la cadrul scaunului cu roțile, rezultând astfel un scaun cu roțile propulsat de însoțitor. Pachetul de alimentare preia „împingerea” persoanei și a scaunului cu roțile. Scaunul este în continuare controlat de către însoțitor, care folosește mânerul de împingere.

Pachete de alimentare pentru ocupanți

Există o serie de produse pe piață pentru a ajuta ocupanții să își propulseze scaunele cu roțile autopropulsate, cum ar fi accesoriile pentru triciclete, jantele de mână cu propulsie și accesoriile pentru pachete de alimentare. Acestea sunt adesea costisitoare, dar pot fi un mare plus pentru acei utilizatori care doresc asistență electrică. Există informații suplimentare pentru acei pacienți care folosesc un scaun cu roțile eficient din punct de vedere energetic, care sunt disponibile la cerere.

Celălalt tip de pachet de alimentare pentru ocupanți transformă scaunul cu roțile manual într-un scaun cu roțile cu motor, dotat cu manșă de operare pentru utilizator. Acestea pot fi utile pentru acei utilizatori care nu au forța membrilor superioare pentru a se deplasa pe distanțe mai lungi sau pe terenuri accidentate, dar care nu îndeplinesc criteriile NHS pentru furnizarea de mobilitate motorizată.

Înainte de a achiziționa un pachet de alimentare, aveți nevoie de permisiunea WestMARC. Sunați în acest sens la birou la numărul 0300 79 00 129 și anunțați că intenționați să montați un pachet de alimentare pe scaunul dumneavoastră cu roțile. Dacă vi s-au alocat mai multe scaune cu roțile, specificați care dintre ele va fi dotat cu pachet de alimentare. Vă vom contacta pentru a vă anunța dacă ați primit permisiunea.

Este responsabilitatea familiei pacientului sau a îngrijitorilor săi -

- Să achiziționeze, să asambleze și să întrețină pachetul de alimentare
- Să se asigure că pachetul de alimentare achiziționat este compatibil cu scaunul cu roțile WestMARC. Aceasta include asigurarea faptului că greutatea combinată a scaunului cu roțile și a ocupantului acestuia nu depășește limita de siguranță (greutatea maximă a utilizatorului) impusă de pachetul de alimentare.
- Să plătească pentru orice reparație sau defecțiune cauzată scaunului cu roțile WestMARC prin montarea pachetului de alimentare.
- Să transfere pachetul de alimentare de pe scaunul cu roțile actual pe un nou scaun cu roțile și apoi să contacteze WestMARC pentru a ridica scaunul cu roțile actual.

Este strict interzis să se modifice configurația actuală a scaunului cu roțile sau sistemul scaunului fără aprobarea personalului tehnic WestMarc. În cazul în care compania care furnizează pachetul de alimentare recomandă modificarea scaunului pentru a instala pachetul de alimentare, vă rugăm să sunați la WestMARC pentru a discuta acest aspect.

Furnizori și producători de pachete de alimentare

Mai jos sunt prezentate informațiile de contact pentru furnizorii de pachete de alimentare ale căror produse sunt cunoscute ca fiind compatibile cu scaunele cu roțile furnizate în mod obișnuit de către WestMARC.

TGA

 <https://www.tgamobility.co.uk/range/powerpacks>

 **0800 107 5349**

Alber Mobility

 <https://www.alber.de/en/products/push-and-brake-aids/>

 **01656 776 200**

Sunrise Medical (rețineți că pe produsele Sunrise Medical se pot monta numai pachete de alimentare Sunrise Medical)

 <https://www.sunrisemedical.co.uk/e-mobility/e-mpulse/wheelchair-power-assist>

 **0845 605 6688**

Există diverse magazine online care furnizează pachete de alimentare. Vă sugerăm să programați un test înainte de cumpărare pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru nevoile dumneavoastră.

Înainte de a efectua asamblarea, este esențial să vă asigurați că ați ales un pachet de alimentare compatibil cu marca și modelul scaunului dvs. cu roțile. Dacă nu sunteți sigur de marca și modelul scaunului cu roțile, vă rugăm să contactați echipa noastră, care vă poate oferi aceste informații.

Model de scaun cu rotile	Producător
Access	Remploy
Dash Lite	
Dash 4 Life	
Action 2NG	Invacare
Action 3NG	
Action 4 Tall/HD	
Rea Azalea/Dahlia (nu max)	
Topaz	
Action 3 Junior	
Zippie TS	Sunrise Medical
Quickie Iris	
Shadow Wheelbase*	Radcliffe
Discovery	Ottobock - a se vedea mai jos

*În cazul în care un pachet de alimentare TGA va fi montat pe acest ampatament, personalul tehnic al WestMARC va trebui să fixeze o piesă suplimentară.

Ampatament Ottobock Discovery

Ottobock Healthcare Plc nu are nicio obiecție cu privire la montarea unei unități de alimentare sub șasiul cu ampatament Discovery. Ottobock va onora orice cerere de garanție privind orice deteriorare a cadrului apărută în timpul utilizării normale, atât timp cât sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Cadrul nu este modificat pentru a permite fixarea unității, de exemplu, cadrul nu este îndoit sau găurit în vreun fel.
- Se respectă instrucțiunile de montare furnizate cu unitatea Power Pack.
- Greutatea totală a pacientului, a sistemului de scaune și a blocului de alimentare nu depășește limita de greutate a ampatamentului (110 kg/17,3 st)

Vă rugăm să întoarceți pagina

De asemenea, rețineți:

- Trebuie să luați în considerare faptul că montarea unei unități de alimentare spate pe cadru poate interfera cu acțiunea și raza de acțiune a funcției de înclinare în spațiu.
- TGA a proiectat un suport de montare specific care atașează unitatea TGA la bara transversală a cadrului Discovery, astfel încât unitatea Power Pack să fie așezată sub zona scaunului.
- Deteriorarea interfeței scaunului sau a oricărei piese asociate acestuia nu va fi acoperită de garanție, dacă unitatea Power Pack a fost cauza deteriorării.

Note

[illegible]

